

## Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 항소닉 헤지호그(Shh) 토끼 다클론 항체 - Q15465

품목 번호: CM0025931



### 소개

인간 소닉 헤지호그(Shh)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 발생 신호 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 소닉 헤지호그(Shh) 토끼 pAb                                               |
| 비고/별칭       | TPT; HHG1; HLP3; HPE3; SMMCI; ShhNC; TPTPS; MCOPCB5; 소닉 헤지호그(Shh) |
| 종           | 인간                                                                |
| 유전자 ID (인간) | 6469                                                              |
| 유전자 ID      | 6469                                                              |
| 면역원         | 인간 소닉 헤지호그(Shh) (NP_000184.1)의 아미노산 200-300 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드    |
| 기원          | 토끼                                                                |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                            |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                    |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                       |
| SWISS       | Q15465                                                            |
| 단백질 분자량     | 50kDa                                                             |
| 배송 방법       | 아이스 팩                                                             |