

Anti-Sorbitol Dehydrogenase Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q00796

품목 번호: CM0020632



소개

Sorbitol Dehydrogenase (SORD, Q00796)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 폴리올 경로 및 당뇨병 합병증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Sorbitol Dehydrogenase Rabbit pAb
비고/별칭	RDH; SDH; XDH; SORD1; SORDD; HEL-S-95n; Sorbitol Dehydrogenase
종	Human
Gene ID	6652
면역원	인간 Sorbitol Dehydrogenase (NP_003095.2)의 아미노산 145-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q00796
단백질 분자량	38 kDa
배송	아이스 팩