


웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Sorl1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q92673

품목 번호: CM0013835



소개

인간 SORL1(Q92673)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. Sortilin 관련 수용체는 APP 트래피킹 및 알츠하이머병에 관여하는 다중 리간드 분류 수용체로, 이 항체는 신경과학 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SORL1 토끼 pAb
비고/별칭	LR11; LRP9; SORLA; gp250; SorLA-1; C11orf32; SORL1
종	인간
GeneID (인간)	6653
GeneID	6653
면역원	인간 SORL1 (NP_003096.1)의 아미노산 2065-2214에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q92673
단백질 분자량	248kDa
배송	아이스백