


Wb 및 Elisa용 Anti-Sort1 토끼 다클로날 항체 - Q99523

품목 번호: CM0027046



소개

인간 소르틸린(SORT1)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 단백질 운송, 리소좀 분류, 뉴로텐신 신호 전달 및 대사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SORT1 Rabbit pAb
비고/별칭	NT3; Gp95; NTR3; LDLCQ6; SORT1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6272
GeneID	6272
면역원	인간 SORT1 (NP_002950.3)의 아미노산 785-823에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q99523
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스 백(Ice bag)