


Anti-Sorting Nexin-5 (Snx5) Monoclonal Antibody For Ihc-P And Elisa - Q9Y5X3

품목 번호: CM0003798



소개

Human sorting nexin-5 (SNX5)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 면역조직화학(IHC-P) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫트 SNX5를 검출합니다. 레트로머 매개 엔도솜 수송 및 EGFR 분해 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SNX5 Rabbit mAb
비고/별칭	SNX5
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	27131
GeneID	27131
면역원(Immunogen)	사람 SNX5의 아미노산 28-127aa에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y5X3
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백