

Anti-Sost Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Bqb4

품목 번호: CM0019015



소개

인간 경화유전자(SOST)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었습니다. 경화유전자는 Wnt 신호 전달 억제를 통해 골 성장의 음성 조절자로 작용하여, 이 항체는 골 재형성 및 골다공증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SOST Rabbit pAb
비고/별칭	SOST; CDD; DAND6; SOST1; VBCH; sclerostin
종	인간
유전자 ID	50964
면역원	인간 SOST (NP_079513.1)의 아미노산 24-213에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응	인간
SWISS	Q9BQB4
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스팩