

Anti-Sost Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Bqb4

품목 번호: CM0027470



소개

SOST Rabbit pAb는 경화단백질에 대한 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플과 반응합니다. 골 성장 및 Wnt 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SOST Rabbit pAb
비고/별칭	CDD; VBCH; DAND6; SOST1; SOST
종	인간
유전자 ID (인간)	50964
유전자 ID	50964
면역원	합성 펩타이드: 인간 SOST (NP_079513.1)의 아미노산 24-213 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9BQB4
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백