

Wb, Elisa용 항-Sox1 단일클론 항체 - O00570

품목 번호: CM0007492

소개

인간 SOX1에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차반응합니다. 재조합 융합 단백질 면역원(아미노산 1-100)을 사용해 제조되었으며, 신경 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SOX1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	SOX1; SRY-box 1
종	인간
유전자 ID (인간)	6656
면역원	재조합 단백질 (인간 SOX1의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_005977.2))
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O00570
단백질 분자량	39kDa
배송 방식	아이스 팩