

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Sox1 폴리클로날 항체 - O00570

품목 번호: CM0030770

소개

인간 SOX1에 대한 친화력 정제 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 신경 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SOX1 Rabbit pAb
비고/별칭	SOX1; SRY-box 1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6656
유전자 ID	6656
면역원	인간 SOX1 (NP_005977.2)의 아미노산 292-391 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O00570
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백