

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Sox10 Rabbit Monoclonal Antibody - P56693

품목 번호: CM0005293

소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증된 Anti-SOX10 단일클론항체. CNS 수초화 및 전사 조절 연구에 이상적. P56693.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SOX10 Rabbit mAb
비고/별칭	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
종	인간
GeneID (인간)	6663
GeneID	6663
면역원	합성 펩타이드[인간 SOX10 (P56693)의 아미노산 350-450에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P56693
단백질 분자량	31kDa/50kDa
배송	아이스백