

Wb 및 Elisa용 Anti-Sox13 폴리클로널 항체 - Q9Un79

품목 번호: CM0022483

소개

인간 SOX13을 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 전사 조절, 당뇨병 및 크로마틴 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | SOX13 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭                    | SOX13; ICA12; Sox-13; SRY-box 13                               |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                      |
| GeneID                   | 9580                                                           |
| 항원(Immunogen)            | 인간 SOX13 (NP_005677.2)의 아미노산 525-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                     |
| 카테고리                     | 폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)                                |
| 애플리케이션(Application)      | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                                 |
| SWISS                    | Q9UN79                                                         |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 69kDa                                                          |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                 |