

Wb, Elisa용 Anti-Sox13 폴리클로날 항체 - Q9Un79

품목 번호: CM0017128

소개

인간 SOX13을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 전사 조절 및 WNT 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SOX13 Rabbit pAb
비고/별칭	ICA12; Sox-13; SOX13
종	인간(Human)
GeneID (인간)	9580
GeneID	9580
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UN79
단백질 크기	69kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)