

Wb, Elisa용 Anti-Sox18 다클론 항체 - P35713

품목 번호: CM0022192

소개

인간 SOX18에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 심혈관 발생 및 림프관 형성 연구에 사용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SOX18 토끼 pAb
비고/별칭	HLTS; HLTRS; SOX18
반응 종	인간
유전자ID (인간)	54345
유전자ID	54345
면역원	합성 펩티드 인간 SOX18 (NP_060889.1)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
생산来源	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P35713
단백질 분자량	41kDa
배송 방식	아이스 팩