


웨스턴 블롯(Wb), 면역형광(If-F), Elisa용 Anti-Sox2 단클론 항체 - P48431

품목 번호: CM0003553



소개

웨스턴 블롯(WB), 면역형광(IF-F), ELISA 검증을 마친 토끼 유래 단클론 anti-SOX2 항체입니다. 인간 SOX2를 검출하며, 쥐와 래트와의 교차 반응이 있습니다. 줄기세포 다능성 및 신경 발달 연구에 적합합니다. P48431.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SOX2 토끼 단클론 항체(mAb)
비고/별칭	ANOP3; MCOPS3; SOX2
종	인간
GeneID (인간)	6657
GeneID	6657
면역원	합성 펩타이드: 인간 SOX2 (NP_003097.1)의 아미노산 1-100 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	웨스턴 블롯(WB), 면역형광(IF-F), ELISA
교차 반응성	쥐, 래트
SWISS	P48431
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백