


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Sox2 다클론 항체 - P48431

품목 번호: CM0017432



소개

인간 SOX2(P48431)에 대한 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA로 검증되었습니다. 줄기세포 및 발생생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SOX2 토끼 pAb
비고/별칭	ANOP3; MCOPS3; SOX2
종	인간
유전자 ID (인간)	6657
면역원	인간 SOX2(NP_003097.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P48431
단백질 분자량	34kDa
배송 방식	아이스팩