


Anti-Sox2 Rabbit Polymab® For Wb, Ip, If, Ihc, Chip, Elisa - P48431

품목 번호: CM0002640



소개

SOX2 Rabbit PolymAb® (P48431) – 사람, 쥐, 랫드에 대해 WB, IP, IF, IHC-P, ChIP, ELISA용으로 검증되었습니다. 줄기세포 연구, 신경 발달 및 다능성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SOX2 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	ANOP3; MCOPS3
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	6657
GeneID	6657
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P48431
단백질 분자량	34 kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)