


Wb, Elisa용 항-Sox30 토끼 다클론 항체 - O94993

품목 번호: CM0018284



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 항-SOX30 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 SOX30(약 82 kDa)을 검출합니다. 전사 조절, 정자형성과 Wnt 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SOX30 토끼 pAb
비고/별칭	SOX30
종	인간
유전자 ID (인간)	11063
유전자 ID	11063
면역원	인간 SOX30(NP_848511.1)의 아미노산 604-753번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O94993
단백질 분자량	82kDa
배송 방법	아이스 팩