

Wb, Elisa용 Anti-Sox30 토끼 다클론 항체 - Q8Cgw4

품목 번호: CM0015139

소개

SOX30을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 정자형성, Wnt 신호전달 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SOX30 토끼 pAb
비고/별칭	SOX30
종	마우스
GeneID (인간)	11063
GeneID	214105
면역원	마우스 SOX30(NP_775560.1)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8CGW4
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스팩