

Wb, Elisa용 항-Sox4 다클론 항체 - Q06945

품목 번호: CM0017446

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 SOX4 토끼 다클론 항체(pAb).
마우스와 교차반응합니다. T세포 발달과 근형성에
관여하는 인간 전사인자 SOX-4(47kDa)를 표적으로
합니다. 면역학 및 발생생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SOX4 토끼 pAb
비고/별칭	CSS10; EVI16; SOX4
종	인간
유전자ID (인간)	6659
유전자ID	6659
면역원	인간 SOX4 (NP_003098.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q06945
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스팩