

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Sox5 폴리클론 항체 - P35711

품목 번호: CM0026773

소개

인체 SOX5를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학, 면역형광 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응하며, 연골 형성 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SOX5 토끼 pAb
비고/별칭	L-SOX5; LAMSHF; L-SOX5B; L-SOX5F; SOX5
종	인체
유전자 ID	6660
면역원	인체 SOX5(NP_694534.1)의 아미노산 1-120 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐
SWISS	P35711
단백질 무게	84kDa
배송	아이스팩