

Wb, Elisa용 항-Sox5 토끼 단클론 항체 - P35711

품목 번호: CM0006446

소개

이 SOX5 토끼 단클론 항체는 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응하여 SOX5 매개 연골 세포 분화 및 연골 발달 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SOX5 토끼 mAb
비고/별칭	L-SOX5; LAMSHF; L-SOX5B; L-SOX5F; SOX5
종	인간
유전자 ID	6660
면역원	인간 SOX5의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드. (NP_008871.3)
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P35711
단백질 분자량	84 kDa
배송 방식	아이스백