

If/Icc 및 Elisa용 Anti-Sox6 폴리클로널 항체 - P35712

품목 번호: CM0023685

소개

면역형광(IF/ICC) 및 ELISA용으로 검증된 인간 SOX6 전사 인자에 대한 고품질 토끼 폴리클로널 항체입니다. 연골 생성, 신경 생성 및 발달 과정 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SOX6 Rabbit pAb
비고/별칭	SOXD; HSSOX6; TOLCAS; SOX6
종	인간(Human)
유전자 ID	55553
면역원	인간 PML(NP_001139291.2)의 아미노산 1-74에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P35712
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)