

Wb, Elisa용 Anti-Sox6 토끼 다클로날 항체 - P35712

품목 번호: CM0029111

소개

WB 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증된 SOX6 토끼 다클로날 항체(pAb). 인간, 마우스 및 랫트 SOX6 단백질(92kDa)을 검출하며, 이는 발생 과정의 핵심 전사 인자입니다. 신경 생성 및 연골 생성 연구에 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SOX6 Rabbit pAb
비고/별칭	SOXD; HSSOX6; TOLCAS; SOX6
종	Human
GeneID (인간)	55553
GeneID	55553
면역원	인간 SOX6 (NP_001139291.1)의 아미노산 1-74에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P35712
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스 팩