

## Wb용 Anti-Sox9 토끼 단일클론 항체 - P48436

품목 번호: CM0003604



### 소개

인간 SOX9 전사 인자에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IP, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응하며 연골 생성 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 제품명         | SOX9 Rabbit mAb                                           |
| 비고/별칭       | CMD1; SRA1; CMPD1; SRXX2; SRXY10; SOX9                    |
| 종           | 인간(Human)                                                 |
| 유전자 ID (인간) | 6662                                                      |
| 면역원         | 인간 SOX9 (P48436)의 아미노산 169-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                |
| 카테고리        | 단일클론 항체                                                   |
| 응용          | WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                        |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫트                                               |
| SWISS       | P48436                                                    |
| 단백질 분자량     | 56kDa                                                     |
| 배송          | 아이스백                                                      |