

Ihc-P, Elisa용 Anti-Sp1 Rabbit Polyclonal Antibody - P08047

품목 번호: CM0030198



소개

IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 SP1 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)과 교차 반응합니다. 전사 조절, 크로마틴 리모델링 및 암 생물학 연구에 이상적입니다. 연구를 위한 고품질 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SP1 Rabbit pAb
비고/별칭	SP1
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (human)	6667
Gene ID	6667
면역원(Immunogen)	인간 SP1 (NP_612482.2)의 아미노산 581-680 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Applications)	IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P08047
단백질 분자량	81kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)