

Anti-Sp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08047

품목 번호: CM0013912



소개

인간 SP1 전사 인자를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스 및 랫트 SP1을 검출. 세포 성장, 세포사멸 및 염색질 재구성 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SP1 Rabbit pAb
비고/별칭	SP1
종	인간
유전자 ID (인간)	6667
유전자 ID	6667
면역원	인간 SP1(NP_612482.2)의 아미노산 420-620에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P08047
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스백