

Anti-Sp110 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Hb58

품목 번호: CM0030156

소개

인간 SP110(IPR1, IFI41, IFI75)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯팅(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 전사 조절 및 자가면역 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SP110 Rabbit pAb
비고/별칭	IPR1; VOD1; IFI41; IFI75; SP110
종	인간
유전자 ID (인간)	3431
면역원	인간 SP110 (NP_004501.3)의 아미노산 1-290에 해당하는 재조합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9HB58
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스백