

Wb, Elisa용 Anti-Sp2 폴리클로날 항체 - Q02086

품목 번호: CM0019766

소개

인간 SP2 전사 인자(~65 kDa)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 유전자 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SP2 Rabbit pAb
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6668
면역원(Immunogen)	인간 SP2 (NP_003101.3)의 아미노산 240-331에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 용합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q02086
단백질 분자량	65kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)