

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Sp3 토끼 다클론 항체 - Q02447

품목 번호: CM0015644

소개

사람, 마우스, 랫트 SP3(전사 인자 Sp3)를 인식하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 전사 조절, 세포 주기 제어 및 유전자 발현 동역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SP3 토끼 pAb
비고/별칭	SPR2; SP3
종	사람
GeneID (사람)	6670
GeneID	6670
면역원	재조합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	Q02447
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스팩