

Anti-Sp7 (Osterix) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Tdd2

품목 번호: CM0019587

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-SP7 토끼 폴리클론항체입니다. 골아세포 분화의 핵심 전사인자인 인간, 마우스 및 래트 SP7/osterix를 인식합니다. 골 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SP7 Rabbit pAb
비고/별칭	OSX; OI11; OI12; osterix; SP7
종	인간
GeneID (인간)	121340
GeneID	121340
면역원	인간 SP7 (NP_001166938.1)의 아미노산 333-376에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8TDD2
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백