

Anti-Spag11A 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa 용) - Q6Pda7

품목 번호: CM0020241

소개

인간 SPAG11A에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 정자 성숙 및 남성 생식 기관 방어에 필수적인 분비성 항균 데펜신을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SPAG11A Rabbit pAb
비고/별칭	HE2; EDDM2A; SPAG11A
종	인간
GeneID (인간)	653423
GeneID	653423
면역원	인간 SPAG11A (NP_478108.2)의 아미노산 1-50 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
분류	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q6PDA7
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백