

If/Icc, Elisa용 Anti-Spag5 폴리클로날 항체 - Q96R06

품목 번호: CM0027647

소개

IF/ICC 및 ELISA용 인간 SPAG5 (Astrin, MAP126)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체. 재조합 면역원(aa 1-300)은 유사분열 방추 역동성 및 염색체 분리 연구를 위한 특이성을 보장합니다. - Q96R06

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPAG5 Rabbit pAb
비고/별칭	MAP126; DEEPEST; hMAP126; SPAG5
종	인간
GeneID (Human)	10615
GeneID	10615
면역원	인간 SPAG5 (NP_006452.3)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96R06
단백질 분자량	134kDa
배송	아이스백