

Wb 및 Elisa용 Anti-Spag6 Rabbit Polyclonal Antibody - O75602

품목 번호: CM0027113

소개

편모 운동에 필수적인 정자 관련 항원인 인간 SPAG6를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용 분야에 대해 검증되었습니다. 생식 생물학 및 섬모병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPAG6 Rabbit pAb
비고/별칭	pf16; CT141; FAP194; CFAP194; Repro-SA-1; SPAG6
종	인간
GeneID (인간)	9576
GeneID	9576
면역원	인간 SPAG6의 아미노산 180-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_758442.1)
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O75602
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백