

Wb 및 Elisa용 항Spag8 토끼 다클론 항체 - Q99932

품목 번호: CM0025393



소개

WB, ELISA에서 검증된 토끼 항SPAG8 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 운동성 및 정자 형성에 관여하는 섬모 단백질인 정자 연관 항원 8을 표적으로 합니다. 연구용으로 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	SPAG8 토끼 pAb
비고/별칭	SMP1, BS-84, CT142, HSD-1, SPAG3, CILD28, hSMP-1, SPAG8
종	인간
유전자 ID (인간)	26206
유전자 ID	26206
면역원	인간 SPAG8 (NP_758516.1)의 아미노산 220-420에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	Q99932
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스백