


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Spam1 토끼 단일클론 항체 - P38567

품목 번호: CM0006310



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 항SPAM1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 SPAM1(히알루로니다아제 PH-20)에 특이적이며, 쥐와 교차반응합니다. 정자-난자 접착 및 수정 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	SPAM1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	HYA1; PH20; HYAL1; HYAL3; HYAL5; PH-20; SPAG15; HEL-S-96n; SPAM1
종	인간
유전자 ID	6677
면역원	인간 SPAM1 (NP_694859.1)의 아미노산 61-223번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차반응성	쥐
SWISS	P38567
단백질 분자량	58kDa
배송 방식	아이스 팩