


Anti-Spam1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P38567

품목 번호: CM0023218



소개

인간 SPAM1 (PH20) 히알루로니다이즈를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와의 교차 반응성이 확인되었으며 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 생식 생물학 및 생식력 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPAM1 Rabbit pAb
비고/별칭	HYA1, PH20, HYAL1, HYAL3, HYAL5, PH-20, SPAG15, HEL-S-96n, SPAM1
종	인간(Human)
유전자 ID	6677
면역원	인간 SPAM1 (NP_003108.2)의 아미노산 100-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P38567
단백질 분자량	58 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)