

Ihc-P, Elisa용 항-Sparc 토끼 폴리클론항체 - P09486

품목 번호: CM0020698



소개

인간 SPARC(오스테오넥틴, BM-40)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체. 면역조직화학(IHC-P) 및 ELISA에 대해 검증됨; 인간, 마우스, 래트 샘플의 조직 염색 및 정량 분석에 적합합니다. 세포외 기질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPARC 토끼 pAb
비고/별칭	ON; ONT; OI17; BM-40; SPARC
종	인간
GeneID (인간)	6678
GeneID	6678
면역원	인간 SPARC (NP_003109.1)의 아미노산 18-303에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09486
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백