

Anti-Spata4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q8Ney3

품목 번호: CM0029587

소개

SPATA4 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트 SPATA4(35kDa)를 인식합니다. 고환 조직에서의 세포자멸사 및 정자형성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPATA4 Rabbit pAb
비고/별칭	FAP178; SPEF1B; TSARG2; CFAP178; SPATA4
종	인간
GeneID	132851
면역원	인간 SPATA4의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_653245.2)
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NEY3
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백