

Wb, Elisa용 Anti-Spc25 폴리클로날 항체 - Q9Hbm1

품목 번호: CM0015953



소개

사람 SPC25 (kinetochore protein Spc25)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 염색체 분리, 유사분열 및 키네토코어 기능 연구에 적합합니다. Swiss-Prot Q9HBM1.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPC25 Rabbit pAb
비고/별칭	AD024; SPBC25; hSpc25; SPC25
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	57405
GeneID	57405
면역원(Immunogen)	사람 SPC25 (NP_065726.1)의 아미노산 120-224에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human)
SWISS	Q9HBM1
단백질 분자량(Protein Weight)	26kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)