


Wb, Elisa용 Anti-Spdef 폴리클로날 항체 - O95238

품목 번호: CM0023936



소개

인간 SPDEF에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA로 검증됨. 38 kDa 밴드를 검출하며 전립선암 연구 및 전립선 특이 항원 프로모터 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPDEF Rabbit pAb
비고/별칭	PDEF; bA375E1.3; SPDEF
종	인간
유전자 ID (인간)	25803
유전자 ID	25803
면역원	합성 펩타이드, 인간 SPDEF (NP_036523.1)의 아미노산 1-100
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O95238
단백질 무게	38kDa
배송	아이스백