

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Specc1L 폴리클로널 항체 - Q69Yq0

품목 번호: CM0019478

소개

사람 SPECC1L (Cytospin-A)에 대한 고품질 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포 분열, 방추체 조직화 및 세포골격 역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPECC1L Rabbit pAb
비고/별칭	TBHS; CYTSA; GBBB2; TBHS1; OBLFC1; SPECC1L
종	사람 (Human)
유전자 ID	23384
항원	사람 SPECC1L (NP_056145.4)의 아미노산 200-500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	Q69YQ0
단백질 분자량	125kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)