

Wb, Elisa용 항-Spem1 다클론 항체 - Q8N4L4

품목 번호: CM0028209

소개

인간 SPEM1(C17orf83)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 정자형성 과정에서 정자 세포질 제거에 필수적인 막/세포질 단백질을 검출하며 쥐와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SPEM1 토끼 pAb
비고/별칭	C17orf83; SPEM1
종	인간
유전자 ID (인간)	374768
유전자 ID	374768
면역원	인간 SPEM1 (NP_955371.2)의 아미노산 203-309번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q8N4L4
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스 팩