


Wb, Elisa용 Anti-Spermine Synthase 단일클론 항체 - P52788

품목 번호: CM0011767



소개

인간 Spermine synthase (SMS)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트 종을 검출합니다. 폴리아민 생합성 및 관련 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Spermine synthase Rabbit mAb
비고/별칭	SRS; SpS; MRSR; SPMSY; MRXSSR; Spermine synthase
종	인간(Human)
유전자 ID	6611
면역원	합성 펩타이드 인간 Spermine synthase (P52788)의 아미노산 50-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P52788
단백질 분자량	41 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)