


Anti-Spermine Synthase (Sms) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P52788

품목 번호: CM0027153



소개

인간 스퍼민 합성효소(SMS)를 타겟으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 폴리아민 생합성 및 신경 발달 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMS Rabbit pAb
비고/별칭	SRS, SpS, MRSR, SPMSY, MRXSSR, SMS
종	인간
GeneID (인간)	6611
GeneID	6611
면역원	인간 SMS (NP_004586.2)의 아미노산 1-366에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P52788
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 팩