

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Spg7 다클론 항체 - Q9Uq90

품목 번호: CM0013740



소개

인간 SPG7/파라플레진에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 단백질 항상성 및 신경퇴행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SPG7 토끼 pAb
비고/별칭	CAR; PGN; CMAR; SPG5C; SPG7
종	인간
GeneID (인간)	6687
GeneID	6687
면역원	인간 SPG7 (NP_003110.1)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UQ90
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백