


Wb 및 Elisa용 Anti-Sphk1 토끼 단일클론 항체 - Q9Nya1

품목 번호: CM0006796



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용으로 검증된 SPHK1 토끼 단일클론 항체입니다. 스파이코지질 대사 및 염증과 관련된 지질 키나아제인 인간 스핑고신 키나아제 1 (SWISS Q9NYA1)을 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPHK1 Rabbit mAb
비고/별칭	SPHK; SPHK1
종 (Species)	인간 (Human)
GeneID (인간)	8877
GeneID	8877
면역원 (Immunogen)	재조합 단백질 인간 SPHK1 (NP_001136074.1)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	WB, ELISA
교차 반응성 (Cross Reactivity)	인간 (Human)
SWISS	Q9NYA1
단백질 분자량 (Protein Weight)	43kDa
배송 (Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)