


Wb 및 Elisa용 Anti-Sphk1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Nya1

품목 번호: CM0018660



소개

인간 sphingosine kinase 1 (SPHK1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 샘플과 교차 반응함. 세포 성장, 염증 및 지질 신호 전달 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPHK1 Rabbit pAb
비고/별칭	SPHK; SPHK1
종	인간
GeneID (인간)	8877
GeneID	8877
면역원	인간 SPHK1 (NP_001136074.1)의 아미노산 50-384에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NYA1
단백질 분자량	43 kDa
배송	아이스백