

If/Icc 및 Elisa용 Anti-Sphk2 폴리클로날 항체 - Q9Nra0

품목 번호: CM0028374

소개

SPHK2 Rabbit pAb는 인간 Sphingosine kinase 2에 대한 폴리클로날 항체로, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 샘플에서 스핑고지질 신호 전달, 세포사멸 및 미토콘드리아 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPHK2 Rabbit pAb
비고/별칭	SK 2; SK-2; SPK 2; SPK-2
종	인간
유전자 ID (인간)	56848
유전자 ID	56848
면역원	인간 SPHK2 (NP_064511.2)의 아미노산 480-654에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NRA0
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백