


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Spi1 폴리클로날 항체 - P17947

품목 번호: CM0019975



소개

인간 SPI1/PU.1 전사 인자를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA 애플리케이션에 적합합니다. 인간 및 마우스 SPI1을 검출합니다. 조혈 세포 운명 및 유전자 조절 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPI1 Rabbit pAb
비고/별칭	OF; PU.1; AGM10; SFPI1; SPI-1; SPI-A; SPI1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	6688
GeneID	6688
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 SPI1 (NP_003111.2)의 아미노산 17-98에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P17947
단백질 분자량	31kDa
배송(Shipping)	아이스백