

Wb, Elisa용 Anti-Spib 토끼 다클로날 항체 - Q01892

품목 번호: CM0028206

소개

인간 SPIB(형질세포 유래 수지상세포 발달 및 B세포 수용체 신호전달에 관여하는 전사 인자)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPIB Rabbit pAb
비고/별칭	SPI-B; SPIB
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6689
유전자 ID	6689
면역원	인간 SPIB (NP_003112.2)의 아미노산 1-262에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q01892
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)